

UP-D25MD

A6 Dijital Renkli Yazıcı



Genel Bakış

En iyi görüntü kalitesi için boya uçunmalı baskı

UP-D25MD, UP-D23MD'nin halefidir. Bu yazıcıyı geliştirirken hedefimiz kullanıcı dostu bir yazıcı üretmek, görüntü kalitesini iyileştirmek (423 DPI'ya kadar, renk ayarlama yazılımı) ve zengin ortam seçenekleri sağlamaktır (standart/laminasyon). UP-D25MD daha kompakt bir tasarıma sahiptir.

Modern endoskopi arabalarına sığacak şekilde geliştirildi

UP-D25MD, yalnızca 212 mm genişliğindeki modern endoskopi arabalarına sığacak şekilde geliştirilmiştir. Ayak konumu UP-D23MD ile aynıdır.

Kullanıcı dostu

LCD ekran ve tuşlar ön panelde bulunur. Ayarları hızlı ve kolay bir şekilde yapabilirsiniz.

Laminasyonlu, boya uçunmalı baskı

Bu yazıcı, uzun süre saklanabilen ve kullanılabilen, çok dayanıklı raporlar üretir. Akıllı, sabit "mürekkep-yaprak tüketimi" teknolojimiz, yazıcıda kağıt varken mürekkebin asla bitmemesini sağlar.

Basit önden yüklemeli kullanım

UP-D25MD, sıkışık alanlarda bile sarf malzemelerinin (şerit dahil) ve ortamın hızla ve kolayca

değiştirilebilmesini sağlar. Yazıcının üstüne, yanlarına veya arkasına erişmek gerekmez.

Renk ayarı özellikleri

Cerrahi ekranlardaki renkler baskınızda bire bir üretilerek son kullanıcıların olayları gerçek renk ayrıntılarıyla tutarlı bir şekilde yorumlaması sağlanır.

Uyumlu Ortam

UP-D25MD, kullanım kolaylığı için UPC-21L ve 21S ile uyumludur

Kablosuz Yazdırma Özelliği

İsteğe bağlı UPA-WU10* Kablosuz Yazdırma Sistemini kullanarak 5 V USB çıkış bağlantı noktasına** sahip Sony dijital yazıcı ile mobil C-arm ve diğer hastane görüntüleme modaliteleri arasında kablosuz bağlantı elde edebilirsiniz.

* UPA-WU10 ürün erişilebilirliği satış bölgesine göre değişebilir. Daha fazla bilgi için lütfen size en yakın Sony ofisi veya yetkili bayiyle iletişime geçin.

** Uyumlu yazıcılarla ilgili daha fazla bilgi için lütfen size en yakın Sony satış ofisi veya yetkili bayiyle iletişime geçin.

Özellikler

Boya Uçunmalı Baskı

Mürekkep püskürtme teknolojisinden çok daha kaliteli bir baskı türü olan boya uçunmalı baskı teknolojisi, fotoğraf kalitesinde görüntü baskısı sağlar. Ek laminasyon katmanı, baskıları sıvı dökülmesine ve diğer zararlara karşı korur. Ameliyat görüntülerini içeren cerrahi raporlar, üstün fotoğrafik kalitede üretilir.

İki ortam türüyle uyumludur

İlk ortam türü basit, kaliteli baskılar almak için kullanılan standart ortamdır. İkinci ortam türü koruyucu bir katman üreten kendinden laminasyonlu ortamdır. Bu ortam ışığa, ısıya, suya, neme ve parmak izlerine dayanıklıdır. Bunun sonucunda uzun süreli dayanıklılık ve yüksek görüntü kalitesi elde edilir.

Çok yönlü ayak konumu

UP-D25MD, D23MD ile aynı (medikal taşıma aracındaki konumu sabitleyen) ayak konumuna sahiptir. Dolayısıyla, modalite yapımcıları UP-D23MD'yi kolayca UP-D25MD ile değiştirebilir

Renk ayarı işlevleri

UP-D25MD, çıkan görüntünün rengini mükemmelleştirmek için çeşitli işlevlere sahiptir. Bu renk değişikliği, ön paneldeki tuşları kullanarak kaydedilebilir ve yeniden kullanılabilir.

Ton, Doygunluk, Değer (HSV) renk ayarı

Koyu veya açık kontrastın normal renk ayarının (RGB) yanı sıra UP-D25MD, HSV işlevine sahiptir. Bu işlev, tek seferde yalnızca seçilen rengin ayarlanmasını sağlar.

Medikal Güvenlik Standartlarıyla Uyumluluk

Bu ürün ABD ve AB'de medikal bir cihaz olarak dağıtılmıştır ve ürün güvenlik standartlarına (örn. IEC 60601-1) uyar.

Daha fazla ayrıntı için lütfen size en yakın Sony ofisi veya yetkili bayiyle iletişime geçin.

Kablosuz Yazdırma Özelliği*

İsteğe bağlı UPA-WU10 Kablosuz Yazdırma Sistemi, UP-D25MD ile cerrahi endoskoplar, ultrason sistemleri ve diğer hastane görüntüleme modaliteleri arasında kablosuz bağlantı sağlar. Bu sistem, modalitelerin

ameliyathaneler veya tedavi odaları arasında sık sık getirilip götürüldüğü yoğun klinik ortamlar için idealdir. Bu hepsi bir arada kablosuz yazdırma çözümü, uzun bir USB kablo gerektirmeden medikal görüntüleme modalitesi ile taşıma aracında olmayan yazıcı arasında bağlantı kurulmasını sağlayarak, medikal taşıma araçlarının sınırlı alan sorununa çözüm getirir.

* Bu işlev, USB 5 V tip A Çıkış bağlantı noktası bulunan Sony dijital yazıcılarda mevcuttur. Uyumlulukla ilgili daha fazla bilgi için lütfen size en yakın Sony ofisi veya yetkili bayiyle iletişime geçin.

Teknik Özellikler

Genel Özellikler

Baskı Yöntemi	Boya Uçunmalı Termal Baskı
Çözünürlük	423 dpi
Geçişler	Sarı, macenta ve camgöbeği için 8 bit (256 seviye) işleme
Etkin Baskı Pikseli	21L/24LA: 2100x1600 nokta 21S/24SA: 1600x1200 nokta
Baskı Boyutu	21L/24LA: 126 x 96 mm (5 x 3 3/4 inç) 21S/24SA: 96 x 72 mm (3 3/4 x 2 7/8 inç)
Baskı Süresi	21L21S 24LA24SA Yaklaşık 29 sn Yaklaşık 19 sn Yaklaşık 36 sn (geçici) Yaklaşık 25 sn (geçici)
Arabirim	Hi-Speed USB (USB 2.0)

Kağıt Tepsisi Kapasitesi	L boyutu: maks. 50 yaprak S boyutu: maks. 80 yaprak
Güç Gereksinimleri	AC 100 - 240 V, 50/60 Hz
Giriş Akımı	1,7-1,0 A
Çalışma sıcaklığı	5 - 35 (Santigrat derece)
Çalışma Nemi	%20 - %80 (yoğuşmasız)
Saklama ve Nakliye Sıcaklığı	-20 - 60 (Santigrat derece)
Saklama ve Nakliye Nemi	%20 - %80 (yoğuşmasız)
Boyutlar	Yaklaşık 212 (G) x 98 (Y) x 398 (D) mm 8 3/8 (G) x 3 7/8 (Y) x 15 5/8 (D) inç
Ağırlık	Yaklaşık 5,5 kg (12,2 lbs)
Baskı Ortamı	UPC-21L: Renkli Baskı Paketi (L boyutu, 50 yaprak x 4) UPC-21S: Renkli Baskı Paketi (S boyutu, 80 yaprak x 3) UPC-24LA: Kendinden Laminasyonlu Renkli Baskı Paketi (L boyutu, 40 yaprak x 4) UPC-24SA: Kendinden Laminasyonlu Renkli Baskı Paketi (S boyutu, 60 yaprak x 3)

Aksesuar yelpazesi

CD-ROM (1)

Yazıcı Sürücüsü

Kullanım Talimatları
(PDF) [22 Dilde]

Bu Yazıcıyı
Kullanmadan Önce
(1) [22 Dilde]

Kağıt Tepsisi (1)

Durdurucu (1)

Temizleme Kartuşu
(1)

USB Kablosu (1)

Galeri



