

UP-D898MD

A6 Dijital Siyah Beyaz Termal
Yazıcı



Genel Bakış

Yüksek hızlı, yüksek kaliteli siyah beyaz medikal görüntü baskısı; kompakt, yerden kazandıran boyut

UP-D898MD, bir kompakt A6 medikal siyah beyaz dijital yazıcıdır. Dijital ultrason sistemleri, mobil C-arm'lar veya kardiyak kateterizasyon laboratuvarı gibi uyumlu medikal görüntüleme ortamlarıyla entegre olacak şekilde tasarlanmıştır. Yüksek kaliteli termal baskı motoru, bu sistemlerin yakaladığı görüntüleri hasta kayıtlarında ve sevklerde kullanılmak üzere basabilir.

(UP-D898MD tarafından basılan görüntüler tanı için kullanılmamalıdır.)

UP-D898MD, popüler Sony UP-897 serisi medikal yazıcıların sonraki modelidir. Yeniden tasarlanan ve geliştirilen cihaz, çeşitli işletimsel ve ergonomik iyileştirmeler içerirken yer kazandıran boyut avantajını ve medikal taşıma araçlarına kolay entegrasyon özelliğini korur. Daha büyük LCD ekran paneli ve sezgisel menü navigasyonu sağlayan kumanda kolu, kullanılabilirliği geliştiren diğer etmenlerdendir.

Sadece iki saniyede yüksek kaliteli siyah beyaz baskılar üretebilir. Gelişmiş termal baskı teknolojisi, kolayca

bulunabilen baskı ortamlarını kullanarak fotoğraf kalitesine yakın sonuçlar elde etmenizi sağlar.

Geleneksel üst bıçağın yanı sıra yeni eklenen alt bıçakla, eşsiz Sony teknolojisi, kağıdın hem yukarı hem de aşağı olmak üzere iki yönde kesilmesini sağlar. Bu özellik, hemen hemen her yerde esnek yazıcı kurulumu ve sorunsuz yazdırma imkanı sunar.

Özellikler

Yüksek baskı kalitesi

Gelişmiş termal baskı teknolojisi, yaklaşık 325 dpi ve maksimum 256 kademe gri seviyesindeki yüksek çözünürlüğü ile fotoğraf kalitesinde siyah beyaz baskılar üretir.

Çift bıçaklı yapı

Geleneksel üst bıçağa ek olarak, ön kapağa bir alt bıçak eklenmiştir. Böylece kağıt, yukarının yanı sıra aşağı doğru da kesilebilir. Kesim yönü açısından sağlanan daha fazla esneklik, yazıcı kurulumu için yer seçeneklerini genişletir. Örneğin, yazıcı bir ultrason sisteminin çalıştırma konsolunun hemen altına kurulsa da kağıt kolayca önden kesilebilir. Üstelik baskı kağıdını değiştirmek için ön panel açıldığında, emniyet mekanizması alt bıçağı otomatik olarak gizler.

İki saniyeden kısa sürede A6 baskılar

UP-D898MD, yüksek hız modunda çalışırken yaklaşık 1,9 saniyede A6 boy baskılar üretebilir (UPP-110HG veya UPP-110S baskı ortamıyla kullanıldığında).

Kompakt, yer tasarrufu sağlayan tasarım

Boyutları 88 mm (Y) x 154 mm (G) x 240 mm (D) olan UP-D898MD, medikal taşıma araçlarına kolay, esnek entegrasyon için UP-D897MD ile aynı yer tasarrufu

sağlayan tasarıma sahiptir.

Geliştirilmiş çalışma

Popüler UP-D897'nin başarısını temel alan UP-D898MD, yazıcı ayarlarını, seçilen kağıt türünü ve tavsiye mesajlarını görüntüleyen daha büyük bir LCD panele sahiptir. Kumanda koluyla sezgisel kontrol, menülerde daha hızlı gezinmeyi sağlarken yeni Otomatik Kilit modu, baskı ayarlarının yanlışlıkla değiştirilmesini önler.

Baskı ayarları için basılı referans

Gerektiğinde kolayca başvurmak için seçilen ayarlar (Parlaklık, Kontrast, Gama ve Keskinlik), isteğe bağlı olarak baskı kağıdındaki boş bir alana basılabilir.

Kolayca bulunabilen baskı ortamlarını kullanır

Sony, farklı uygulamaların ihtiyaçlarını karşılamak için yüksek kaliteli, kolayca bulunabilen üç A6 termal baskı ortamı seçeneği sunar. Parlak, uzun ömürlü, fotoğraf kalitesine yakın baskılar sunan UPP-110HD, UPP-110S veya UPP-110HG Çok Parlak Baskı Kağıdı tiplerinden istediğinizi seçebilirsiniz.

Geniş PC uyumluluğu

Maksimum esneklik sağlamak amacıyla Windows XP, Vista®, 7 ve 8 (32/64 bit) için PC sürücüleri sağlanır.

Hızlı kılavuzla baskı

Farklı baskı işlemleri için hızlı talimat kılavuzları, ön kontrol panelinden seçilebilir. Bunları, kullanıcı kılavuzuna gerek kalmadan kolayca başvurmak için basabilirsiniz.*

*Yalnızca İngilizcedir.

Medikal Güvenlik Standartlarıyla Uyumluluk

Bu ürün ABD ve AB'de medikal bir cihaz olarak dağıtılmıştır ve ürün güvenlik standartlarına (örn. IEC 60601-1) uyar.

Daha fazla ayrıntı için lütfen size en yakın Sony ofisi veya yetkili bayiyle iletişime geçin.

Teknik Özellikler

Teknik Özellikler

Baskı Yöntemi	Doğrudan termal baskı
Çözünürlük	325 dp
Geçişler	8 bit (256 seviye) işleme
Resim Öğeleri	Dijital: 4096 x 1280 nokta
Görüntü Alanı	320 x 100 mm (12 5/8 x 4 inç)
Kağıt Boyutu	110 mm kağıt genişliği (4 3/8 inç)
Baskı Süresi	Yüksek hız modu: Yaklaşık 1,9 saniye/görüntü (960 x 1280 nokta) Normal hız modu: Yaklaşık 3,3 saniye/görüntü (960 x 1280 nokta)
Görüntü Hafızası	Dijital: 4096 x 1280 x 8 (bit)
Arabirim	Hi-Speed USB (USB 2.0) (x1)
Yazıcı Sürücüsü Yazılımı	Microsoft Windows 7 32/64 bit, 8 32/64 bit, 10 32/64 bit
Güç Gereksinimleri	AC 100 V - 240 V, 50/60 Hz
Giriş Akımı	1,3 A - 0,6 A

Çalışma sıcaklığı	5°C - 40°C (41°F - 104°F)
Çalışma Nemi	%20 - %80 (yoğuşmasız)
Saklama ve Nakliye Sıcaklığı	-20°C - +60°C (-4°F - +140°F)
Saklama ve Nakliye Nemi	%20 - %80 (yoğuşmasız)
Boyutlar (G x Y x D)	154 x 88 x 240 mm (6 1/6 x 3 1/2 x 9 1/2 inç)
Ağırlık	2,5 kg (5 lb 8 oz)
EC Direktifi	(AB) MDD, EMC, LVD
Aksesuar yelpazesi	Termal kafa temizleme yaprağı (1), CD-ROM (1), Bu Yazıcıyı Kullanmadan Önce (1), Servis İletişim Bilgileri Listesi (1)

Galeri

