

UPP-110HG

A6 genişliğinde siyah beyaz Çok Parlak baskı ortamı (V tipi), UP-X898MD / D898MD / D898DC / 897MD / D897MD / D897 / 895 / D895 / 890 / D890 / 860 / D860 yazıcılarla kullanım içindir.



Genel Bakış

A6 genişliğinde siyah beyaz Çok Parlak baskı ortamı (V tipi), UP-X898MD / D898MD / D898DC / 897MD / D897MD / D897 / 895 / D895 / 890 / D890 / 860 / D860 yazıcılarla kullanım içindir.

Bu ürün 5 x 1 birimin katları halinde sunulur (ana karton 100 rulo içerir).

Genellikle Ultrason uygulamalarında kullanılır.

Teknik Özellikler

Genel Özellikler

Rulo boyutları	110 mm (G) x 18 m
Sipariş birimi	5 rulo
Baskı miktarı	Yaklaşık 200 Baskı

Galeri

