

AQUASONIC® 100

ULTRASOUND TRANSMISSION GEL

Aquasonic100 dünya genelinde tanı amaçlı kullanılan en yaygın Ultrason jelidir.



Ürün Özellikleri:

- Yüksek aralıklı frekanslarda akustik düzeltme ile güvenilir görüntüleme sağlar.
 - Su bazlı olduğundan ultrason problemlerine zarar vermez.
 - Kıyafetlerde ve yüzeylerde tortu bırakmaz.
 - Özel formülü bakteri oluşumunu engeller, ciltte hassaslık ve rahatsızlık yaratmaz.
- Formaldehit içermez.
 - Dünya genelinde lider ultrason firmaları tarafından en çok önerilen jel markasıdır.

Kutu İçeriği: Orijinal Aquasonic 5000ml ultrason jeli + 250 ml. şişe